



ANJİO CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Hasta alımları başlamadan önce cihazın günlük olarak restart edilmesi gerekmektedir.
- ❖ Cihazın teknik oda ve cihaz odası sıcaklıkları günlük olarak takip edilmelidir.
- ❖ Hasta alımları öncesinde cihaz ve cihaza bağlı sistemlerin herhangi bir teknik hata vermediğinden emin olunmalıdır.
- ❖ İşlem sırasında kullanılacak pedalı sıvı temasından korumak için pedal üzerine koruyucu kılıf geçirilmelidir.
- ❖ Vaka sonrasında sıvı teması oluşan alanlar (tüp,dedektör,masa vs) prosedüre uygun olarak temizlenmeli ve bir sonraki hastaya hazır şekilde bırakılmalıdır.