



GLUKOMETRE KULLANIMI

- ❖ Kullanılacak bütün malzemeler ile hasta başına gidilir.
- ❖ Cihaza uygulama malzemeleri (her hasta için ayrı kullanıma özel disposable malzemeler) glukometre strip takılır.
- ❖ Cihaz ve stripin kod karşılaştırması yapılır.
- ❖ Kan alınacak bölgenin alkolü pamuk ile temizliği yapılır.
- ❖ Cihazın çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
- ❖ Lanset ile bölge delinir. İlk kan damlası kuru pamuk ile silinir.
- ❖ Stripe gerektiği kadar kan damlatılır ve cihazın okuması beklenir.
- ❖ Çıkan sonuç hasta dosyasına kayıt edilir.
- ❖ Cihazın temizliği yapılarak bir sonraki kullanıma hazır bırakılır.
- ❖ İşlem öncesinde ve sonrasında görevli personel el yıkama talimatına uygun olarak ellerini yıkar.
- ❖ Glukometre cihazları; düşük düzey dezenfeksiyon,kuaterner amonyum bileşikler,etil veya izopropil alkol, klor 100ppm,fenolikler,iyodofor ile >1,<10 dakika arasında temizlenir.