



İNKÜBATÖR CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.
- ❖ Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.
- ❖ Isıtıcının on-off anahtarı açılır.
- ❖ Ulaşmak istenilen sıcaklık değeri etüvün ön kısmında bulunan panelden ayarlanır.
- ❖ Kurutulmak istenilen cam malzemeler cihaz içersine yerleştirilir.
- ❖ Max 300 °C sıcaklığa ulaşılabilir. ± 0.1 °C