



ISITICILI KARIŞTIRICI KULLANIMI

- ❖ Maksimum 5 litreye kadar çeşitli hacimlerdeki sıvıların karıştırılması ve ısıtılması işlemlerinde kullanılır.
- ❖ Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın tamamıyla yüzeye temas ettiği kontrol edilmelidir.
- ❖ Cihaz Açma/Kapama tuşuna basılarak açılır.
- ❖ İstenilen sıcaklık ve karıştırma hızı düğmeler aracılığıyla ayarlanır.
- ❖ Isıtılan ve karıştırılan sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.
- ❖ Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.
- ❖ İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır.