



KBB MUAYENE ÜNİTİ KULLANIMI

- ❖ Cihazın 220 fiş girişine takınız ve üstte bulunan düğmeye basarak açınız.
- ❖ Aspiratöre ait hortumu yukarı çekerek aspiratörü çalıştırabilirsiniz.
- ❖ Pulverizatör spreyleri tutup yukarı çekerek spreyleri çalıştırabilirsiniz.
- ❖ Antifog sistemini çalıştırmak için cihaz üzerinde bulunan tuş takımından antifog yazan tuşa basarak çalıştırabilirsiniz.
- ❖ Ünite üzerine sonradan bağlamak istediğiniz negatoskop, monitor veya diğer cihazları ünite üzerinde bulunan tuş takımlarına basarak açıp kapatabilirsiniz.