



MAMOGRAFİ CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Mamografi cihazı açma kapama düğmesinden açılır.
- ❖ Hasta soyunma kabinine alınarak belden üst kısmına soyunması istenir.
- ❖ Kaset makineye yerleştirilip yön işaretleri konulur.
- ❖ Hastaya uygun pozisyon verilerek sıra ile A:P (ön – arka)sağ ve sol meme sonra oblik (60°) açı ile sağ ve sol meme çekimi yapılır.
- ❖ Filmler banyo makinesine verilip kontrolleri yapıldıktan sonra hastaya giyinmesi talimatı verilir.
- ❖ Mamografi cihazı açma kapama düğmesinden kapatılır.