

İNVAZİV KATATER VE EKİPMAN	PANSUMAN VE DEĞİŞİM SÜRESİ
Periferik Venöz Kateter	Günlük pansuman değişimi , 72-96 saat içerisinde değişime gerek yok ; flebit , kızarıklık ve komplikasyon vs olur ise kateter değişimi yapılır.
Venöz İnfüzyon Seti	Primer infüzyon setleri 72 saat (herhangi bir ilaçlı sıvı verilmediyse), sekonder ve aralıklı takılan set 24 saatte bir değişmeli.
Santral Venöz Kateterler(svk)	Rutin olarak değiştirilmez. Pansuman; Steril gazlı bez pansumanı gün aşırı, şeffaf örtü 5-7 gün, ıslak-kanlı yada nemliyse bu süre beklenmeden değiştirilir. Femoral Svk takılma süresi , 5 gündür (120 saat).
Arter Uygulama Seti	Tek kullanımlık transdüserler 96 saatte bir değiştirilmelidir
Umbilikal Kataterler	Umbilikal arter kateterinde 5 Günü, umbilikal ven kateterlerinde 14 Günü aşmamalıdır. Steril gazlı bez pansumanı gün aşırı, şeffaf örtü 5-7 gün, ıslak-kanlı yada nemliyse bu süre beklenmeden değiştirilir.
Arteriyel Kateter	Rutin olarak değiştirilmemelidir. Klinik endikasyon olduğunda değiştirilmelidir. Pansuman günlük rutin yapılmalı.
Lipid Emulsiyon İnfüzyon Seti	Sadece lipidden oluşan infüzyonu 12 saat içinde tamamlanmalıdır. Lipid içeren solüsyonların (üçlü solüsyonlar gibi) infüzyonu 24 saat içinde tamamlanmalı. İnfüzyon seti her sıvı değişiminde değiştirilmeli.
Kan ve Kan Ürünleri	Transfüzyon setleri her bir ünite tamamlandıktan sonra veya 4 saat bir . Ardarda 4 saatte verilecekler için aynı set kullanılabilir.
Propofol İnfüzyon Seti	Üretici firma önerileri dikkate alınarak 6-12 saatte bir değiştirilmelidir.
Enteral Beslenme Setleri	24 Saatte bir değişimi yapılmalıdır.
Çok Dozlu Flakonlar (insulin ,Heparin)	Aseptik şartlara uyularak en fazla 28 gün kullanılabilir.
Alkol, aseton, eter ,betadin,biokadin ve povidon iyot	Orjinal kabında açılmadan saklanması durumunda son kullanma tarihine kadar , açıldıktan sonra 1 ay , başka kaba aktarıldığında 1 hafta süresince kullanılır.
Solumum devreleri , Endotrakeal tüp, trakeostomi kanülü	Rutin değişim yok, fonksiyon bozukluğunda ve kirlenme olduğunda değiştirilir. Tek kullanımlıktır .
Laringoskop-bleytlar	Her kullanım sonrası tem-dez. Yüksek düzey dezenfeksiyon gereklidir .
Kateter Yıkama Solüsyonu	Her 8 saatte bir değişim .

NOTLAR:

KULLANILAN ETİKETLER ÜZERİNDE AÇILIŞ VE SON KULLANMA TARİHİ BULUNMASI GEREKMEKTEDİR .

ÜRİNER KATETER, PERİFERİK VENÖZ KATETER , SANTRAL VENÖZ KATETER, ARTERİYEL KANÜL VE TRAKEOSTOMİ'Sİ OLAN HASTALARIN KATETER GİRİŞ YERLERİNİN GÜNLÜK PANSUMANLARI YAPILIRKEN TOPİKAL KREM SÜRÜLMÜZ.

DİYALİZ KATETERİ OLAN HASTALARIN GÜNLÜK KATETER PANSUMANI YAPILMASI GEREKLİDİR.