



COMBİNE ELEKTROTERAPİ HASTA BİLGİLENDİRME FORMU

The Intellect® Neo Klinik Terapi Sistemi, aşağıdaki faydaları sağlayan VMS, VMS Burst, VMS-FR, Russian, TENS, TENS HAN, Yüksek Gerilimli Darbeli Akım (HVPC), Girişimli ve Önceden Modüle Edilmiş Dalga Biçimleri sunar.

Tedavinin Amaçları

- Kas spazmlarını rahatlatma
- Kullanmama atrofisini önleme veya geciktirme
- Lokal kan dolaşımını artırma
- Kas reedükasyonu
- Hareket açıklığını koruma veya artırma
- Venöz trombozunu önlemek üzere baldır kaslarını ameliyat sonrasında anında uyarma

Tedavi Uygulama Alanları:

Mikro Akım, Girişimli, Önceden Modüle Edilmiş, VMS™, VMS™ Burst, VMS™ FR, TENS, TENS HAN Dalga Biçimlerine ilişkin Diğer Endikasyonlar:

- Kronik, inatçı ağrıların semptomlarının geçici olarak giderilmesi ya da tedavi edilmesi
- Travma sonrası akut ağrının geçici olarak giderilmesi
- Ameliyat sonrası akut ağrının geçici olarak giderilmesi

Uygulama Sırasında Bilinmesi Gerekenler:

Tedavi süresince fazla hareket etmek yerleştirilen elektrotların yerinden oynaması ve hissedilen akım miktarında değişikliğe sebep olur. Bu nedenle tedavi süresince aşırı hareket etmekten, kabloları sıkıştırmaktan kaçınınız.

Uygulama sırasında hissedilmeyen veya fazla açılan akım yanık riski oluşturur. Fazla akım açılmasını talep etmek tedavi iyileşme sürenizi kısaltmaz.

Uygulama sırasında batma, iğnelenme veya karıncalanma hissi oluyorsa mutlaka fizyoterapistinizi bilgilendirin. Tekrardan akım miktarı ayarlanarak veya elektrot yer değişimi yapılarak oluşabilecek yanık riski önlenir.