



AMELİYAT MASASI ÖRTME – HAZIRLAMA ve TOPLAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_84	08.10.2012	02.11.2022	RV01	4

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

02.11.2022

Hastane logosu değiştirildi.
Madde 4.1 Scrub hemşire tanımı değiştirildi.
Mayo Masası tanımı değiştirildi.
Kare Masa Tanımı eklendi.
Madde 4.2.3. de su geçirmeyen kumaş yerine;
Wrap kağıdı kullanılmalıdır.
Madde 4.2.8 tanılmasına Tıbbi Atık Prosedürü eklendi
Madde 4.2.9 Ameliyatta kullanılmış aletler konteyner sepetine yerleştirilip “Ameliyathaneden Merkezi Sterilizasyona Malzeme Teslim Formu”na kayıt edilerek alet yıkama ünitesine gönderilir. İfadesi eklendi.
Madde 5.9.1,5.9.2,5.9.3 çıkartılarak tek madde 5.9’da açıklama yapıldı.
Madde 5.20 ve Madde 5.21 tanılmasına
Ameliyathaneden Merkezi Sterilizasyona Malzeme Teslim Formu eklemesi yapıldı.

1

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Başhemşirelik	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



AMELİYAT MASASI ÖRTME – HAZIRLAMA ve TOPLAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_84	08.10.2012	02.11.2022	RV01	4

1. AMAÇ

Steril alan oluşturmak amacıyla ameliyatta kullanılacak masaların tekniğe uygun olarak örtülmesi, hazırlanması ve ameliyat bitiminde tekniğe uygun olarak toplanması için standart bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM

Ameliyat masalarının örtülmesi, hazırlanması ve ameliyat sonrası toplanması faaliyetlerini kapsar.

3. KISALTMALAR:-

4. TANIMLAR

Scrub Hemşire: Ameliyathane için belirlenmiş protokol ve standartlar doğrultusunda hasta bakımını bir temele dayandırarak yürüten steril çalışan hemşire.

Mayo Masası: Ameliyat sırasında en sık kullanılan aletlerin bulundurulduğu ayak pedalı ile yüksekliği ayarlanabilen kare masa.

Kare Masa: Setlerin bulunduğu ikinci Steril masadır.

Ay Masa: Fazla sayıda set ve cerrahi alet gerektiren ameliyatlarda kullanılan ay şeklindeki steril masa.

Antiseptik Solüsyon: Canlı dokularda bulunan patojen mikroorganizmaların üremelerini durduran ya da yok eden kimyasal maddelerdir (Enfeksiyon Kontrol Kurulu önerileri doğrultusunda sıklıkla %4 Klorheksidin Glukonat ve %7,5 Povidon İyot kullanılır).

5. SORUMLULAR

Ameliyathane sorumlu hemşiresi, ameliyathanede çalışan tüm hemşireler, cerrahlar ve ameliyathane teknisyenleri sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. TEMEL İLKELER

6.1.1. Ameliyatta kullanılacak masalar aseptik tekniğe uygun olarak örtülmelidir.

6.1.2. Kullanılacak örtüler yırtık, delik ve ıslak/nemli olmamalıdır.

6.1.3. Masalar en az üç kat olarak örtülmelidir. En altta normal kumaş, arada su geçirmeyen wrap kağıdı ve en üstte yine normal kumaş kullanılmalıdır.

6.1.4. Ameliyat bitimine kadar masaların sterilitesi korunmalı ve kontaminasyon olduğunda örtüler hemen değiştirilmelidir.

6.1.5. Tek kullanımlık örtü ve bohça kullanılacaksa üretici firmanın önerileri doğrultusunda masalar örtülmelidir.

6.1.6. Artan örtüler ameliyat sonunda kirliye atılmalı, bir başka hasta için kullanılmamalıdır.

6.1.7. Ameliyat bitiminde cerrahi aletler kullanılсын ya da kullanılmasın mutlaka sayımı yapılmalıdır.

6.1.8. Kesici ve delici aletler (bistüri, iğne vb.) “Atık Yönetimi Prosedür’ü” doğrultusunda ameliyat odasındaki kesici ve delici tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.

6.1.9. Ameliyatta kullanılmış aletler konteyner sepetine yerleştirilip “Ameliyathaneden Merkezi Sterilizasyona Malzeme Teslim Formu”na kayıt edilerek;alet yıkama ünitesine gönderilir.



AMELİYAT MASASI ÖRTME – HAZIRLAMA ve TOPLAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_84	08.10.2012	02.11.2022	RV01	4

6.2. UYGULAMA

- 6.2.1.** Açılan tüm malzemelerin (konteyner, bohça, küvet vb.) son kullanım tarihleri, yırtık, ıslak olup olmadığı scrub hemşire ve ameliyathane teknisyeni tarafından kontrol edilir. Son kullanma tarihi geçen steril malzemeler, yırtık ve ıslak malzemeler kullanılmaz.
- 6.2.2.** Bu kontoller yapıldıktan sonra steril malzemeler “**Steril Malzeme Açma Talimatı**” na göre açılır.
- 6.2.3.** Steril bohça, küvet, konteyner ve diğer paketlerin bohça içi indikatörleri scrub hemşire ve ameliyathane teknisyeni tarafından birlikte kontrol edilir ve vaka bitimine kadar saklanır.
- 6.2.4.** Scrub hemşire “**El Hijyeni Talimatı**” na göre yıkanır.
- 6.2.6.2.** Bu işlemten sonra scrub hemşire “**Steril Giyinme Ve Giydirme Talimatı**” na göre giyinir.
- 6.2.6.** Scrub hemşire tarafından bohça masasındaki gömlek ve kompresler düzenlenir.
- 6.2.7.** Mayo masası 3 kat örtü ile örtülür. En altta normal kumaş, arada su geçirmeyen kumaş ve en üstte yine normal kumaş kullanılmalıdır.
- 6.2.8.** Set-bohça masası üç kat olmak üzere aşağıdaki tekniğe uygun olarak örtülür.
- 6.2.9.** Büyük boy kompres alet masasının üzerine boyuna açılarak masa yanlarına bırakılır.
- 6.2.10.** Steriliteyi bozmamak için kompresin önce kendimize yakın olan tarafı, daha sonra uzak olan tarafı açılarak masa örtülür.
- 6.2.11.** Tek kullanımlık örtü kullanılacaksa tek kat örtü yeterlidir ve örtüler üretici firmanın önerileri doğrultusunda kullanılmalıdır. Masa örtüldükten sonra ameliyatta kullanılacak cerrahi set bu masanın üzerine alınır.
- 6.2.12.** Ameliyat için ay masa kullanılacaksa üzerine açılmış bohça içeriği, kare masaya alınır. Büyük kompreslerle Ay Masa’nın üzerine ;boyuna yada enine açılarak masa yanları önü ve arkası örtülür.
- 6.2.13.** Ameliyat bitiminde mayo masasının sterilitesi hasta extübe edilene kadar bozulmaz. Ameliyatta kullanılan cerrahi aletler toplanırken bistüri sapı, forseps, makas, klemp, vb. mayo masasında steril olarak korunur.
- 6.2.14.** Planlanan ameliyat ertelendiyse set toplanır, tekrar sterilizasyon işlemi uygulanır. Başka hasta için kullanılmaz. Masa örtüleri ve kalan tüm kompresler tekrar yıkanması için kirli sepetine atılır.
- 6.2.15.** Ameliyat bitiminde cerrahi aletlerin sayımı scrub hemşire tarafından “**Ameliyatta Kullanılan Alet/ Malzeme Sayım Talimatı**” na göre yapılır.
- 6.2.16.** Delici (hook vb.) aletler, alet yıkama ünitesinde çalışanları korumak amacıyla setin üzerine ayrı toplanır.
- 6.2.17.** Hassas aletler (mikrocerrahi aletleri vb.) diğer aletlerden ayrı konur.
- 6.2.18.** Küvetteki batikon, vazelin, boya, çimento vb. maddelerin temizliği ameliyat odasında yapılır.
- 6.2.19.** Metal aspiratör uçları içinden serum fizyolojik geçirilerek toplanır.
- 6.2.20.** Tek kullanımlık malzemeler ameliyat odasında atılır.
- 6.2.21.** Portegü, klemp, vb. aletler uçları açık olarak konteyner sepetine yerleştirilir.
- 6.2.22.** Bistüri ucu bistüri sapından çıkarılır, sutureların iğneleri kesici-delici atık kutusuna atılır.
- 6.2.23.** Ameliyat sırasında kullanılan diğer aletler (ekartör, penset vb.) konteyner sepetinin içine “**Ameliyathaneden Merkezi Sterilizasyona Malzeme Teslim Formu’na**” kaydedilerek yerleştirilir.



AMELİYAT MASASI ÖRTME – HAZIRLAMA ve TOPLAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_84	08.10.2012	02.11.2022	RV01	4

6.2.24. Kirli aletlerin bulunduğu sepet kapatılarak kirli asansörüne konur “**Ameliyathaneden Merkezi Sterilizasyona Malzeme Teslim Formu**” ile birlikte sterilizasyon ünitesine gönderilir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. Steril Malzeme Açma Talimatı

7.2. El Hijyeni Talimatı

7.3. Steril Giyinme Ve Giydirmeye Talimatı

7.4. Ameliyatta Kullanılan Alet/ Malzeme Sayım Talimatı

7.5. Atık Yönetimi Prosedür'ü

7.6. Ameliyathaneden Merkezi Sterilizasyona Malzeme Teslim Formu