



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

KLİNİK LABORATUVAR CİHAZ BAKIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
LAB_BIY_T_005	02.01.2023	-	-	2

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Tıbbi Biyokimya Uzmanı	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



KLİNİK LABORATUVAR CİHAZ BAKIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
LAB_BIY_T_005	02.01.2023	-	-	2

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; YDÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Laboratuvarı'nda yer alan tüm teknik cihazların ve yardımcı cihazların bakım prosedürlerinin belirlenmesidir.

2. KAPSAM

Bu talimat klinik laboratuvarında yer alan otoanalizörleri, diğer laboratuvar ekipmanlarını ve cihazlarını kapsar.

3. KISALTMALAR:-

4. TANIMLAR

- **HBYS:** Hastane Bilgi Yönetim Sistemi.
- **LIS:** Laboratuvar bilgi işlem ve yönetim yazılımı/sistemi

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlu hekimleri gözetiminde laboratuvar birim sorumlusu ve laboratuvar teknik çalışanları sorumludur.

6. FALİYET AKIŞI

6.1. Uygulama

- 6.1.1.** Cihazların günlük, haftalık ve aylık bakımları laboratuvar çalışanları tarafından gerçekleştirilir.
- 6.1.2.** Sözleşme karşılığı yüklenici tarafından laboratuvara kurulan cihazların uzun dönem periyodik bakımları, cihaz firmasının belirlediği aralıklarda cihaz firması tarafından yapılır. Teknik bakımlar haricinde temel cihaz temizliği laboratuvar çalışanları tarafından temiz bir nemli bezle yapılır. Cihazlar asla solüsyonla temizlenmez. Cihaz tozlarının temizlenmesinden ise laboratuvar temizlik personeli sorumludur.
- 6.1.3.** Hastane demirbaş cihazlarının uzun dönem periyodik bakımları biyomedikal birimi tarafından yapılır.
- 6.1.4.** Laboratuvar çalışanları tarafından yapılan bakımlar cihazların bilgisayarlarında yer alan ilgili bakım sayfasında kayıt altına alınır.
- 6.1.5.** Abbott cihazlarının bakım çizelgeleri cihazın servis ve prosedürler menüsünde yer almaktadır. Günlük bakımları her sabah 08.00'da laboratuvar teknik elemanları tarafından yapılır. Haftalık bakımları her Cuma günü 08.00'da yapılır. Aylık bakımları her ayın ilk Cuma günü yapılır. 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bakımlar Abbott firması tarafından yapılır.
- 6.1.6.** Sysmex cihazlarının günlük yıkamaları her sabah 08.00'da yapılır. Cihazların haftalık ve aylık bakımı yoktur, yıllık bakımları Dorhan firması tarafından yapılır.
- 6.1.7.** Siemens kan gazı cihazı kendi bakımını kendisi düzenli aralıklarla yapar. Solüsyün ve kaset değişimleri biyomedikal ekibi tarafında yapılır.
- 6.1.8.** Stago cihazının günlük olarak soğutma suyu kontrol edilir. Üzerinde yer alan sayaç uyarında şırınga bakımı yapılır. Bunun haricindeki periyodik bakımlar biyomedikal ekibi tarafından yapılır.
- 6.1.9.** Diğer analizör cihazların rutin günlük veya haftalık bakımı bulunmamaktadır, genel laboratuvar cihaz temizliği dışında ve arıza durumları haricinde müdahale gerektirmezler. Bu müdahaleler de biyomedikal ekibi tarafından yapılır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:-