

DİYALİZ TEMİZLİK PLANI VE KONTROL FORMU

TARİH	/...../.....		/...../.....		/...../.....		/...../.....		/...../.....		/...../.....		/...../.....		NOTLAR
SAAT	08:00	16:00	08:00	16:00	08:00	16:00	08:00	16:00	08:00	16:00	08:00	16:00	08:00	16:00	500 ppm hazırlanan solüsyon ile temizlenir .(Enfekte vaka veya Kan ve bulaş sıvıları ile kirlenme durumlarında 5000 ppm hazırlanan solüsyon kullanılır)
* Tedavi alanı temizliği															
* Hasta işlem yatağı/koltuğu/ekipmanları temizliği															
* Diyaliz cihazı temizliği															
* Pansuman arabası temizliği															
* Steteskop - Turnike dezenfeksiyonu															
* Pump/monitör/cihaz temizliği															
** Enfekte Odası temizliği															
Atıkların Toplanması															
Atık Konteynerleri Temizlik/Dezenfeksiyonu															
** Crash-cart temizliği															
** Hemşire/Doktor ofis alanları temizliği															
** Lavabo temizliği															
** Koridor yüzey/ zemin temizliği															
** Dolap/çekmece/kapı kollarının dezenfeksiyonu															
** Kirli malzeme/materyal taşıma çantaları															
** Temiz malzeme/ ilaç taşıma çantaları															
** Temiz / Kirli oda temizliği															
*** İlaç/ sarf malzeme dolabı iç temizliği															
*** Dolap/masa alt-üst temizlikleri															
**** Duvar ve Paravan temizliği															
TEMİZLİĞİ YAPAN PERSONEL (Adı Soyadı)															
TEMİZLİK KONTROL YAPAN (Adı Soyadı)															

* Aynı hastaya kullanılıyorsa günlük temizlenir, hastalar arası geçişlerde her hastadan sonra temizlenir dezenfekte edilir.

** Günlük ve her hasta çıkışında 5000 ppm hazırlanan solüsyon ile temizlenir .

*** 15 günde bir ve gerektiğinde temizlenir.

**** Ayda bir ve gerektiğinde temizlenir.

Atıkların toplanması günde 4 kez ve gerektiğinde

Tıbbi atık konteynerleri günde 2 defa ön yıkama sonrası 5000 ppm solüsyon ile dezenfekte edilir. Evsel atık konteyneri yer-yüzey dezenfektanı ile silinerek temizlenir/ dezenfekte edilir.