

AMBULANS TEMİZLİK PLANI VE KONTROL FORMU

TARİH	/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....	NOTLAR
SAAT															
* SEDYE TEMİZLİĞİ															KAN VE BULAŞ SIVILARI YOKSA DÜŞÜK DÜZEY DEZENFEKSİYON
* TÜM TIBBİ CİHAZLARIN VE EŞYALARIN TEMİZLİĞİ															KAN VE BULAŞ SIVILARI YOKSA DÜŞÜK DÜZEY DEZENFEKSİYON
* YER- YÜZEY TEMİZLİĞİ															KAN VE BULAŞ SIVILARI YOKSA DÜŞÜK DÜZEY DEZENFEKSİYON
* ATIKLARIN TOPLANMASI															ATIK AYRIŞIMINA UYGN HER VAKA SONRASI
** İLAÇ - MALZEME DOLAP TEMİZLİĞİ															KAN VE BULAŞ SIVILARI YOKSA DÜŞÜK DÜZEY DEZENFEKSİYON
*** SHARP- BOX DEĞİŞİMİ															7 GÜNDE BİR VE 3/4 Ü DOLDUĞUNDA HEMEN DEĞİŞTİRİLİR .
* KİRLİ ÇAMAŞIRLARIN TOPLANMASI															HER VAKA SONRASI
* ASPİRATÖR-FLOWMETRE DIŞ YÜZEY TEMİZLİĞİ															KAN VE BULAŞ SIVILARI YOKSA DÜŞÜK DÜZEY DEZENFEKSİYON
* ACİL ÇANTASI TEMİZLİĞİ															KAN VE BULAŞ SIVILARI YOKSA DÜŞÜK DÜZEY DEZENFEKSİYON
** DİĞER MALZEMELER															
TEMİZLİĞİ YAPAN PERSONEL (Adı Soyadı) İmza															
KONTROL EDEN HEMŞİRE (Adı Soyadı) İmza															

* Her vakadan sonra detaylı temizlik yapılır.

** Dolap dışları günde bir ve gerektiğinde, içleri haftada bir ve gerektiğinde temizlenir.

*** Haftada bir ve 3/4ü dolunca değiştirilir.

Düşük Düzey Dezenfeksiyon : 500 ppm hazırlanan solüsyon ile yapılan temizlik .

Yüksek Düzey Dezenfeksiyon : 5000 ppm hazırlanan solüsyon ile yapılan temizlik . (Enfekte vaka veya Kan ve bulaş sıvıları ile kirlenme durumlarında)